


PCR Cabinet



- ✓ UV Protection 15 watts.
- ✓ Foldable door 2 step with magnetic safety lock.
- ✓ Stainless Steel Workstations.
- ✓ Chemical Resistant.
- ✓ Easy to Cleaning.



3A INSTRUMENT CO., LTD.
200/61 Moo.5 T.Bangruknai,
A.Muang Nonthaburi, Nonthaburi 11000.
Tel. +66 2046 0691-2, +66 2046 2608
Fax. +66 2045 2608
WWW.3AINSTRUMENT.COM



รายละเอียดคุณลักษณะ

1. เป็นตู้สำหรับปฏิบัติงานพีซีอาร์ ทำจากอะครีลิกใส ความหนา 10 มิลลิเมตร
2. พื้นที่ปฏิบัติงาน ทำจากสแตนเลส 304 ขนาด 60 x 55 ซม. ทนสารเคมี และง่ายต่อการดูแลรักษา
3. หลอดอุลตราไวโอเลต (UVC) ขนาด 15 วัตต์ จำนวน 1 หลอด
4. หลอดแสงสว่างฟลูออเรสเซนต์ ขนาด 15 วัตต์ จำนวน 1 หลอด
5. สวิตช์เปิด-ปิด ชุดหลอดอุลตราไวโอเลต (UVC) และหลอดแสงสว่าง
6. ประตูบานพับ 2 สเต็ป ล็อกด้วยแรงยึดแม่เหล็ก
7. ใช้ไฟฟ้า 220 โวลท์ 50 เฮิรตซ์
8. รับประกันคุณภาพ 1 ปี



MODEL	Width (W)	Depth (D)	Height (H)	Area work station.
PCR-B60	60 cm.	55 cm.	65 cm.	60 x 55 cm.
PCR-B80	80 cm.	55 cm.	65 cm.	80 x 55 cm.